



Forma[®] ADAPT bidskinne

Hård funktion, blød fornemmelse

Hård funktion, blød fornemmelse


En god bidskinne beskytter mod tandslid og overbelastning af kæbe-ledene som følge af brugsisme.

En FORMA Adapt bidskinne designes digitalt ud fra et intraoralt scan, hvorefter den 3D printes af **Keysplint Soft™** som er et materiale fra KeyStone. Det særlige ved dette materiale er, at det er hårdt nok til at gøre skinnen stabil og funktionel, mens den samtidig er blød nok til at give din patient den ønskede komfort og holdbarhed.

** Keysplint Soft™ er et mærke fra **keystone***

Alle design er mulige


- Stabilisering (Michigan uden bøjler)
- Standardskinne
- Bidskinne med hjørnetandsføring (1mm lateral bevægelse)
- Bidplateau i fronten
- RFS skinne
- Bidskinne med let aftryk af antagonisten
- Tykkelse okklusalt: 1,5-2mm
- Perifer tykkelse: 1,5-2mm



Kun til digitale aftryk

For at producere Forma® ADAPT bidskinnen, skal man foretage følgende scan:

- Scan af OK
- Scan af UK
- Scan af bidet (evt Leaf Gauge teknik)



Fordele ved Forma® ADAPT

- Digital nøjagtighed
- Styrke og fleksibilitet
- Reproducerbar
- Biokompatibelt materiale
- Forbedret patientkomfort
- Modstandsdygtig over for misfarvning og brud
- Modelfri

*** Bemærk:
skinnen bliver
mere fleksibel
ved opvarmning
til 37 grader.**





Elysee Dental | Bjørnholms Alle 20, st. tv. | 8210 Aarhus V
T +45 73 404 404 | info@elysee-dental.dk | www.elysee-dental.dk