

Respire Snorkeskinner fra Whole You™

Patient-indikation	Anbefalet snorkeskinne-funktion	Blue+		Pink			
		Respire Blue EF+	Respire Blue+	Respire Pink EF	Respire Pink EF Micro	Respire Pink	Respire Pink Micro
 Skal kunne åbne og lukke munden	En snorkeskinne giver mulighed for at åbne og lukke munden frit.						
 Større tunge	Giver mere plads til tungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Bruksisme	Giver mulighed for fast-spænding og lateral bevægelse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Smal mund	Kortere hængselarme for bedre tilpasning i mindre mund.				✓		✓
 Protrusion	Mulighed for at justere protrusionen op til (mm)	6 mm	6 mm	5 mm	6 mm	5 mm	6 mm

- ✓ Særligt anbefalet: Denne snorkeskinne er specielt lavet til denne type patient.
- ✓ Anbefalet: Denne snorkeskinne er også velegnet til denne type patient, hvis du ikke vælger at bruge den særligt anbefalede snorkeskinne.